



Disertecsa

SERVICIO GLOBAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO



comprimed[®]

GRADIENT

6

Compresión intermitente Gradient para el tratamiento específico del edema venoso

Sistema de 6 cámaras

- tratamiento de presión Gradient
- sistema de control neumático

passion for compression





El sistema **Gradient**

La compresión neumática intermitente ha sido firmemente integrado en la terapia actualizada y la profilaxis de venosa y enfermedades linfáticas, en clínica, ambulatoria y domésticos. Su eficacia está demostrada y documentado en numerosos estudios.

Los efectos suaves y rápidamente perceptibles del sistema **Gradient**, lo convierte en uno de los equipos preferidos hoy en día para esta terapia.

El sistema de 6 niveles del **comprimed® GRADIENT** tiene el punto focal en el tratamiento del edema venoso y edema menor linfático. La presurización neumática combinada con el principio de **GRADIENT** muestra resultados rápidos.


Este tratamiento **GRADIENT** de presión genera un presión gradual lógicamente efectiva por el cual el fluido movilizado por la presión acumulada en las cámaras puede dispersarse sin obstáculos y sin flujo de retorno.

El concepto de **GRADIENT** de compresión intermitente es un resultado de una extensa investigación médica. Fue desarrollado siguiendo la línea de fabricación de medias de compresión y medias de trombosis.

El principio

En un ciclo de compresión, se llenan los seis niveles de una manga con aire en sucesión, ascendiendo en dirección proximal.

Todas las cámaras permanecen llenas de aire hasta que la última cámara haya alcanzado la presión deseada.



Luego, el aire se libera simultáneamente de los seis cámaras, y después de un intervalo comienza el ciclo de inflación una vez más.

El gradiente de presión genera un suave y descongestión suave con efecto sobre las capas de tejido y vasos El tejido está descongestionado, venoso y linfático. tic reflujo promovido. También trae una mejora duradera. al metabolismo y al intercambio de gases.

Los resultados de las terapias con **comprimed® GRADIENT**, han sido convincentes por parte de pacientes y médicos por igual, lo cual caracteriza este dispositivo de presoterapia.

comprimed[®]

GRADIENT 6



Las mangas de tratamiento

Las vainas de tratamiento actualizadas y fáciles de usar son **fabricadas** en un tejido especial de fácil cuidado que es **particularmente cuidadoso** con la piel. Las mangas están disponibles para los brazos y piernas. Cumplen con las normas DIN EN ISO y, por lo tanto, pasan estrictas pruebas biológicas.

La cremallera completa facilita el calce y la limpieza. El cierre de velcro adicional permite un ajuste óptimo al cuerpo.



MANGUITO PIERNA con 6 cámaras de aire, cremallera completa, cierre de velcro.

Tamaño M: circunferencia del muslo 70 cm, longitud 85cm

Tamaño L: circunferencia del muslo 83 cm, longitud 85 cm



MANGUITO BRAZO con 6 cámaras de aire, cremallera completa.

Circunferencia del brazo hasta 60 cm, longitud 67 cm

Terapia de apoyo en el hogar

... es necesario en algunos casos y tiene un buen sentido económico. En caso de enfermedades crónicas, la terapia puede ser continuada en casa según las indicaciones del médico, siempre con su seguimiento. Esto reduce el número de sesiones de fisioterapia necesarias y compensa pudiendo realizar la terapia cuando desee.

El paciente está bien equipado y puede independientemente determinar cuándo iniciar el tratamiento diario. En caso de quejas agudas el paciente puede reaccionar al instante.

La terapia domiciliar es conveniente en caso de aumentonecesidad de terapia, síndromes crónicos, intolerancia a medicamentos (por ejemplo, diuréticos), o intolerancia a la compresión permanentesion

indicaciones

- profilaxis tromboembólica
- síndrome posttrombótico
- úlcera en la pierna
- edema venoso
- edema postraumático
- edema linfático menor
- formas mixtas de edema
- enfermedad oclusiva arterial periférica con estricta observación
- alteración sensorial causada por hemiplejía

Contraindicaciones

- insuficiencia cardiaca descompensada
- tromboflebitis extensa, trombosis o sospecha de trombosis
- erisipela
- hipertensión severa no estabilizada
- trauma agudo de las partes blandas de las extremidades
- neuropatía
- procesos oclusivos en el sector de drenaje linfático

comprimed® 100 GRADIENT 6



ayuda terapéutica reconocida

- conexión para 2 manguitos- presurización graduada en 6 niveles
- ajuste de presión 20 - 80 mmHg
- temporizador integrado/desconexión automática
- 15 seg. intervalo
- dimensiones: ancho 23 cm, alto 15 cm, fondo 21 cm
- peso: 3,2 kg

2 años de garantía del dispositivo.

Los equipos y los *manguitos* de tratamiento no necesitan ningún tipo de mantenimiento.

