

BIOSONYC

Es un flamante aparato de Ultrasonidos, caracterizado por su sencillez de uso y por su novedosa doble frecuencia de emisión, 1/3 MHz en el mismo cabezal. El aparato puede trabajar las dos frecuencias indicadas para efectuar todas las aplicaciones superficiales y profundas que se precisen, terapéuticas o de fisio-estética.

Biosonyc contiene programas prefijados con los parámetros más comunes y funciona a red eléctrica; además, está dotado de una cómoda maleta de transporte.



Programas Biosonyc (1Mhz)

1. Atrofia ósea
2. Callo óseo
3. Osteitis y periostitis
4. Retrasos de osificación
5. Artritis- artrosis
6. Rigideces articulares
7. Distorsiones
8. Lumbalgia
9. Mialgia
10. Espasmos musculares
11. Desgarros
12. Contracturas
13. Contusiones
14. tenosinovitis
15. Tenovaginitis
16. Epicondilitis
17. Periartritis
18. Bursitis
19. T. Continuo 1
20. T. Continuo 2
21. T. Pulsado 1
22. T. Pulsado 2
23. T. Pulsado 3

Programas Biosonyc (3 Mhz)

24. Celulitis localizada edematosa
25. Celulitis localizada flacida
26. Celulitis localizada compacta
27. Cel. Difusa edematosa
28. Cel. Difusa flacida
29. Cel. Difusa compacta
30. drenaje linfático local
31. drenaje linfático difuso
32. Adelgazamiento loc. Hombre
33. Adelgazamiento ext. Hombre
34. Forúnculos
35. Granulomas
36. Esclerosis local
37. Esclerosis parav.
38. Verrugas

Características técnicas

ALIMENTACIÓN 230V AC 50Hz
FRECUENCIA 1 / 3 MHz
EMISIÓN Continua, modulada (1/2, 1/5, 1/10)
POTENCIA 0.1 ÷ 3 W/cm²

Dotación de base:

Biosonyc
Cable de alimentación
Cabezal Dual 1/3 MHz Ø 45 mm
Gel de ultrasonidos
Manual de empleo en español
Maleta de transporte