

Indicaciones

- profilaxis tromboembólica
- síndrome postrombótico
- úlceras en la pierna
- edema venoso
- edema postraumático
- edema linfático menor
- formas mixtas de edema
- enfermedad arterial oclusiva periférica, bajo estricta observación
- perturbación sensorial causada por hemiplejía

Contraindicaciones


- insuficiencia cardíaca descompensada
- tromboflebitis extensa, trombosis o sospecha de trombosis
- erisipela
- hipertensión severa no estabilizada
- Traumatismo agudo de las partes blandas de las extremidades.
- neuropatía
- procesos oclusivos en el sector de drenaje linfático

vasoflow® 200 GRADIENT



Ayuda terapéutica reconocida

- conexión para 3 mangas-tratamiento simultáneo de 2 piernas y cadera posible
- presurización graduada en 3 niveles
- ajuste exacto del tratamiento individual
- parámetros posibles
- velocidad de compresión de dos etapas
- ajustes de presión 20 - 100 mmHg
- los descansos se pueden ajustar entre 20 y 60 segundos
- temporizador integrado / desconexión automática
- Interruptor operado por el paciente (control remoto)
- unidad de alto rendimiento para funcionamiento continuo
- dimensiones: ancho 29 cm, alto 17 cm, profundidad 21 cm
- peso: 4,4 kg



2 años de garantía del dispositivo. Las unidades y los manguitos de tratamiento no requieren mantenimiento.

DISTRIBUIDOR y SERVICIO TECNICO AUTORIZADO:

Disertec SA, SL

Arcadi Viñas, 17 Local 5

08100 Mollet del Valles (Barcelona)

Tel. 93.1724297 / 639778995

comercial@disertecsa.com

vasoflow® 100 GRADIENT



Ayuda terapéutica reconocida

- conexión para 2 mangas
- presurización graduada en 3 niveles
- ajuste de presión 20 - 80 mmHg-20 seg. intervalo
- dimensiones: ancho 23 cm, alto 13 cm, profundidad 21 cm
- peso: 3,6 kg

Fabricado en Alemania