



## DESCRIPCIÓN

<b>Producto:</b>	Lámpara IR
<b>Denominación:</b>	IK250
<b>Fabricante:</b>	Khöns Medical SL
<b>Regulación:</b>	MDR 2017/745
<b>Clasificación:</b>	Clase I
<b>Dimensiones:</b>	47 x 43 x 150 cm
<b>Potencia:</b>	250 W
<b>Voltaje:</b>	230V/50Hz
<b>Finalidad:</b>	Dispositivo que activa la luz Infrarroja durante el tiempo seleccionado para utilizar como apoyo durante tratamientos generales de fisioterapia.



## ESPECIFICACIONES

- Altura regulable entre 0,75 y 1,4 metros.
- Ruedas giratorias para permitir todos los desplazamientos (Ruedas traseras con freno).
- Campana de aluminio acabada en blanco epoxi.
- Base de Acero al carbono acabada en blanco epoxi.
- Mástil superior de acero inoxidable pulido.
- Mástil inferior de acero inoxidable en blanco epoxi.
- Cable de alimentación tipo H03VV-F con clavija macho CEE 7/7 (E/F) de 4 metros.
- Portalámparas cerámico.
- Protección por fusible interno.
- Interruptor DPST (Doble Polo Simple Corte) para apagado total sin consumo.
- Campana regulable permitiendo tanto movimientos rotatorios como de abatimiento.
- Regulación de intensidad mediante mando giratorio en cualquier momento del tratamiento.
- Activación y desactivación progresiva de la bombilla para mejorar su expectativa de vida útil.
- Temporizador Integrado programable entre 1 y 99 minutos mediante teclas  y .
- El producto almacena el tiempo configurado del último tratamiento finalizado.
- Repetición del tratamiento simplemente pulsando cualquier tecla.
- Permite modificación de tiempo mientras se realiza un tratamiento.
- Avisador de fin de tratamiento mediante Zumbador.
- Permite deshabilitar el Zumbador para funcionamiento silencioso.

